

## 1560624 - MP 62 set de manicure/pedicure - 1 pc



### Déscription

Le kit de manucure/pédicure avec éclairage LED est idéal pour les soins professionnels des ongles et des pieds pour des ongles parfaitement soignés comme dans un salon de manucure. Comprend 10 accessoires jetables de haute qualité en papier de verre, les accessoires conviennent aux diabétiques. L'appareil fonctionne sur secteur, est livré avec une boîte de rangement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 3.5 cm, H 3.6 cm, L 15.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	57035
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce