

## 1543566 - TL 90 douche lumineuse avec lumière du jour - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 33.7 cm, H 58.1 cm, L 24.1 cm
<b>SKU leverancier</b>	60830
<b>Puissance</b>	72 W
<b>Distance</b>	15 cm
<b>Intensité lumineuse</b>	10000 lux
<b>Code CNK</b>	CNK 4691-986
<b>Type d'emballage</b>	Pièce