

## 1551148 - Coussin Donut Relax - housse bi-tec - L 50 x L 50 x H 15 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin Donut Relax est une version fermée du coussin U-sit. Le coussin Donut est conçu pour les personnes qui souffrent de problèmes d'os de la queue ou qui ont subi une opération du dos. Pour ces personnes, il est nécessaire d'évacuer la pression.

Les jeunes mères font parfois une incision pour faciliter l'accouchement et, pendant les quelques jours qui suivent, s'asseoir est difficile et douloureux. La taie d'coussin carrée est entièrement fermée, ce qui permet d'utiliser l'coussin de manière discrète et peu visible.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, H 15 cm, L 50 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce