

1600984 - CryoPen X+ - 6 applicateurs - 6x 16g cartouches N2O - 1 pc



Déscription

Le CryoPen X+ est un modèle puissant adapté à un usage intensif et varié. Grâce aux applicateurs de haute précision, on utilise moins de gaz et le délai d'exécution est plus long, pour un meilleur retour sur investissement. Les utilisateurs types sont les ophtalmologues, les dermatologues, les esthéticiens, les gynécologues, les médecins généralistes, les pédiatres et les vétérinaires qui utilisent fréquemment le CryoPen. CryoPen X+ convient également aux cabinets médicaux mixtes où plusieurs médecins se partagent les instruments et souhaitent disposer d'une large gamme d'applicateurs et de réglages de puissance.

Spécifications

Cartouches incluses	6x 16g cartouches N2O
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Blanc/rouge (2 - 6 mm) - Applicateur de 60 mm de long Bleu/rouge (1 - 3 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) - Applicateur de 60 mm de long Jaune/rouge (7 - 20 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 16g N2O
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dentistes Dermatologues Esthétique Médicale Gynécologues Généralistes Instituts de beauté Ophtalmologistes Podologues Pédiatres Vétérinaires
Utilisation	Utilisation intensive et variée