

## 1553473 - Pédales plastifiées avec sangles désinfectables pour MOTomed Viva 2 en Loop - Retro



### Déscription

Pédales de sécurité plastifiées de **MOTomed** avec manivelles de pédalier et sangles désinfectables - Kit de montage ultérieur

#### Avantages

- Recommandé pour l'utilisation dans entre autres cliniques et maisons de retraite
- Pédales métalliques solides, entièrement revêtue de PVC souple facile à désinfecter
- Avec une haute bordure de sécurité du côté de la manivelle
- Fixation sûre des pieds à l'aide de sangles velcro
- Réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0cm et 12,5cm

### Spécifications

Marque	MOTomed
sku	1553473
Type d'emballage	Paire