

1553473 - Pédales plastifiées avec sangles désinfectables pour MOTomed Viva 2 en Loop - Retro



Déscription

Pédales de sécurité plastifiées de **MOTomed** avec manivelles de pédalier et sangles désinfectables - Kit de montage ultérieur

Avantages

- Recommandé pour l'utilisation dans entre autres cliniques et maisons de retraite
- Pédales métalliques solides, entièrement revêtue de PVC souple facile à désinfecter
- Avec une haute bordure de sécurité du côté de la manivelle
- Fixation sûre des pieds à l'aide de sangles velcro
- Réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0cm et 12,5cm

Spécifications

Marque	MOTomed
Type d'emballage	Paire