

1543530 - MG 16 appareil de massage mini vert - avec lumière LED - 1 pc



Déscription

Cette petite aide fournit un massage apaisant pour toute occasion. Grâce à son design compact, le mini masseur tient dans n'importe quel sac à main. Procure un léger massage par vibration qui a un effet relaxant sur la route, à la maison ou au bureau. Idéal pour le dos, le cou, les bras et les jambes.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 9.8 cm, H 9.5 cm, L 9.8 cm
SKU leverancier	64616
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	1
Taxe Bepat	0.06 EUR
Nombre de fonctions	1
Nombre de têtes de massage	1
sku	1543530
Alimentation	Batteries
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce