

1516762 - Gobelet 820 - orange avec motifs jaunes - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le Gobelet 820 tient ergonomiquement dans la main, présente des graduations claires et est antidérapant. Le gobelet peut être combiné avec différents becs verseurs. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70°C, le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
Contenu	250 ml
Couleur	Orange avec décor rouge
Type d'emballage	Pièce