

## 1559911 - LR 500 humidificateur confort - 1 pc



### Déscription

Le purificateur d'air LR 500 garantit que l'air que vous respirez chez vous est propre en filtrant un grand nombre de virus et de bactéries de l'air. Nettoie l'air à travers un système de filtre à 3 couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA) et élimine les acariens, les poils d'animaux, le pollen et les gaz nocifs de l'air. Il affiche également l'humidité et la température dans la pièce et peut être utilisé pour des pièces jusqu'à 106 m<sup>2</sup>.

- Purificateur d'air contrôlé par application (Wi-Fi)
- Capteur PM 2,5
- Fonction minuterie pratique 1-24h
- CADR 354 m<sup>2</sup>/h
- Fonction automatique
- Mode nuit (fonctionnement super silencieux avec panneau de commande obscurci)
- Paramétrage via Bluetooth
- Indique quand le filtre doit être remplacé
- Fonction d'arrêt de sécurité automatique
- 4 niveaux + turbo
- Application "Beurer FreshHome (téléchargement gratuit)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 35 cm, H 62 cm, L 21 cm
<b>SKU leverancier</b>	66013
<b>Réservoir d'eau amovible</b>	Oui
<b>Puissance</b>	65 W
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce