

## 1544317 - Nipro seringues - 3-parties - 20 ml - luer lock - stérile - 50 pcs



### Déscription

Les seringues Nipro sans aiguille sont dotées d'une graduation précise et d'un embout luer centré, idéal pour le distribution de médicaments et de liquides.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Klinion
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Normes</b>	DIN EN ISO 13485:2016
<b>Contenu</b>	20 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer lock