

1518852 - Pince de Pozzi - plastique - 25 cm - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

La pince de Gyneas Pozzi est un instrument utilisé en obstétrique et en gynécologie pour clamper le col de l'utérus. Elle permet au médecin de faciliter l'accès à la cavité utérine lors de l'insertion d'instruments. Les pinces Pozzi sont stériles et à usage unique.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Gyneas |
| Dimensions du produit | L 25 cm |
| Composition | Plastique |
| Stérile | Oui |
| Qualité instruments | Jetable et stérile |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Type d'emballage | Boîte |