

1559672 - MOTMed loop - I (jambes)



Déscription

Le MOTMed loop peut être utilisé facilement et de manière intuitive. En outre, on peut afficher ses propres photos lors de l'entraînement. Pour la première fois, ce nouveau produit médical offre la possibilité de changer la hauteur verticale de l'entraîneur de jambes et de bras. Grâce à la commande tactile, on peut passer de l'entraînement de jambes à l'entraînement de bras aisément. Le mouvement en toute simplicité!

Caractéristiques

- Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro
- Poignées soft grip
- Réglage de hauteur du pédalier à 5 niveaux*
- Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
- Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
- Semelles de sécurité en revêtement plastifié
- Démarrage et arrêt doux
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
- Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm et 12,5 cm)
- Construction entièrement métallique de haute qualité
- Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter*
- Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
- Connexion USB pour voir des vidéos lors de l'entraînement
- Interface sérielle pour la connexion SEF RehaMove
- Couleur: blanc

Spécifications

Marque	MOTOmed
sku	1559672
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce