

## 1543419 - Tensiomètre digital BM26 - bras supérieur - taille 22-35 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique à bras détermine votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque de manière entièrement automatique. Dispose de 4 x 30 emplacements mémoire qui peuvent être utilisés par 4 personnes. Affiche la moyenne des 3 dernières mesures, et dispose d'un indicateur de risque. Détecte l'arythmie et affiche la date et l'heure. Le tensiomètre s'éteint automatiquement et possède un indicateur de batterie faible.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques