

## 1575187 - Mobilyzer Premium - y compris le guidon droit



### Déscription

Le modèle Mobilyzer Premium répond aux besoins des patients réguliers. Le Mobilyzer Premium est présent dans de nombreux services, tels que la cardiologie, l'orthopédie et la chirurgie. Le Mobilyzer accroît l'indépendance du patient. Le Mobilyzer offre au patient un soutien pendant qu'il se tient debout et qu'il marche, ce qui lui permet de se réadapter plus rapidement. Le Mobilyzer Premium a une largeur de 58 cm, une longueur de 57 cm et une hauteur (hors tube de perfusion) de 112 cm. La hauteur du tube de perfusion peut varier de 65 à 85 cm.

Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et son pied inhabituels. Grâce au pied à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que les enfants peuvent également utiliser le Mobilyzer.

### Spécifications

<b>Marque</b>	TechniCare
<b>Normes</b>	EN 1985 EN 12182
<b>sku</b>	1575187
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce