

## 1551880 - Fast Recovery Anti-Fatigue Solution - HUMAN TECAR - 500 ml



### Déscription

Produit concentré, à diluer dans l'eau et à usage professionnel. Soulage instantanément les jambes lourdes et fatiguées.

En séance de récupération, pour soulager la fatigue après une activité physique intense, ou pour soulager les jambes lourdes. Accélère l'élimination de l'excès de liquide, des toxines et de l'acide lactique ; facilite le travail musculaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>Type d'emballage</b>	Pièce