

1021787 - Tork Poubelle 20 L - plastique - blanc - 1 pc



Déscription

La poubelle 20 L est adaptée à la plupart des sanitaires et se fixe facilement sur le mur ou le sol, là où vous le souhaitez.

Spécifications

Marque	Tork
Dimensions du produit	L 32.2 cm, H 43 cm
SKU leverancier	226100
Profondeur du produit	20.5 cm
sku	1021787
Contenu	20 l
Couleur	Blanc
Système	B2 - Système de poubelle de 20 litres
Type d'emballage	Pièce