

## 1552682 - ManuXelect - 2-parties - version tête - électrique



### Déscription

La table d'examen et de traitement pour une petite salle de traitement et pour un budget limité. Grâce au mécanisme de ciseaux, le ManuXelect s'élève entièrement à la verticale. Par conséquent, le ManuXelect ne nécessite que 1,4 m<sup>2</sup>! Simple à utiliser grâce aux sections du vantail facilement réglables et toujours stable. Une variante bon marché pour ceux qui ont peu d'espace disponible. La table de traitement ManuXelect existe en deux versions à 2 sections et une version à 3 sections.

- Réglage électrique de la hauteur de 48,5 à 105 cm
- Facile à déplacer si elle est équipée d'un jeu de roues (en option).
- Réglage du plateau de table au moyen de ressorts à gaz
- Poignées ergonomiques pour une utilisation d'une seule main
- Gain de place grâce au mécanisme de ciseaux : le banc se soulève en position verticale.
- Plateaux de table avec rembourrage épais et bords souples
- Grâce à la narine (le coussin de couverture est en option), le patient peut également s'allonger confortablement en position couchée.

Veillez noter que la version de base de la table de traitement ManuXelect n'est pas équipée d'un système d'entraînement à 360° ni de roues et d'un mécanisme de levage des roues. Ces options peuvent être commandées moyennant un coût supplémentaire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Dimensions du produit</b>	L 67 cm, L 208 cm
<b>Hauteur</b>	105
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	150 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	35 s
<b>sku</b>	1552682
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale triangulaire
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Table type pièce</b>	Partie tête
<b>Type d'emballage</b>	Pièce