

## 1514276 - Gobelet - ErgoPlus 816 - orange transparent - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Le gobelet ergonomique ErgoPlus 816 tient toujours bien dans la main et peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Orange transparent
<b>Forme</b>	n/a
<b>Type d'emballage</b>	Pièce