

1560315 - Sangle abdominale pelvienne et thoracique sécurisée à l'arrière pour la chaise - 1 pc



Déscription

La ceinture buste et pelvienne intégré évite au patient de glisser vers le bas, assure un maintien du buste et de ce fait une sécurité supplémentaire. Option requise : 2 serrures + 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC29400
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	Ne s'applique pas
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au fauteuil/chaise