

1010560 - Filtre pour New Askir 30 - New Aspiret - 1 pc



Déscription

Un filtre antibactérien et hydrophobe pour l'aspirateur New Askir 30 il empêche la contamination croisée et l'écoulement du fluide vers la pompe. Le filtre est adapté pour 1 patient (monopatient), il est recommandé de le remplacer après chaque application ou après un maximum de 10 heures de travail.

Spécifications

Marque	Cami
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce