

## 1010560 - Filtre pour New Askir 30 - New Aspiret - 1 pc



### Déscription

Un filtre antibactérien et hydrophobe pour l'aspirateur New Askir 30 il empêche la contamination croisée et l'écoulement du fluide vers la pompe. Le filtre est adapté pour 1 patient (monopatient), il est recommandé de le remplacer après chaque application ou après un maximum de 10 heures de travail.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>sku</b>	1010560
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce