

## 1609153 - Jelonet pansement gras neutre 12 cm x 2 m - stérile - 1 x 12 pcs



### Déscription

Jelonet pansement S&N gras neutre est fabriqué à partir d'une gaze de coton spécialement tissée, à larges mailles, imprégnée de paraffine blanche. Les fils sont entrelacés afin qu'il ne s'effiloche pas.

Le pansement a un effet apaisant, ne colle pas à la plaie et permet aux fluides de la plaie d'être absorbés sans être gênés par un tampon absorbant. Il s'agit d'une compresse de gaze à graisse neutre, idéale pour l'utilisation d'antiseptiques ou d'antibiotiques externes.

Jelonet convient au soin des brûlures, les plaies ouvertes, coupures et abraisions, ulcères de jambes, décubitus et pommades couvrantes sur la plaie ou la peau.

*Mode d'emploi:* la compresse Jelonet peut être facilement découpée à la taille souhaitée. Après utilisation, la compresse peut être facilement retirée en une seule fois.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Smith & Nephew
<b>Composition</b>	Gaze de coton à la paraffine
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Emballer</b>	1 x 12 st
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Taille</b>	15 cm x 2 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte