

## 1543500 - IL 35 lampe infrarouge 150 W avec minuterie - 1 pc



### Déscription

La lampe infrarouge avec une minuterie électrique (3 niveaux) et un arrêt automatique dégage une chaleur apaisante. Le temps de traitement est toujours en intervalles de 5 min.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 14.5 cm, H 17 cm, L 26 cm
<b>SKU leverancier</b>	61612
<b>Puissance</b>	150 W
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce