

1541374 - Sonicaid Team 3-I (modèle intrapartum)



Déscription

Une nouvelle génération de moniteurs fœtales / maternelles. Conçu pour améliorer la qualité des soins obstétricaux, ce nouveau design élégant ne domine pas le chevet, continue encore à offrir une claire visuelle de l'état du fœtus. Le Sonicaid équipe Série 3 est facile à utiliser et intuitive via l'icône conduit à écran tactile et le rythme cardiaque fœtal peut être affiché comme "Big Numbers" et auto-échelles selon simples, jumeaux ou des triplés de surveillance pour une visibilité optimale.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce