

## 1573837 - EVJ - Package de l'amplitude de mouvement



### Déscription

Le EVJ vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos évaluations simples et précises.

Contrairement une méthode manuelle, le EVJ fournit des données immédiates et objectives dans des rapports faciles à interpréter. C'est l'instrument parfait pour les cliniques de réadaptation, les évaluations de la capacité fonctionnelle, les tests musculaires quantitatifs, la recherche et l'éducation.

### Caractéristiques

- Acquisition précise de données
- Instrumentation numérique garantissant l'intégrité des données
- Intégration avec la surveillance de la fréquence cardiaque pendant l'évaluation
- Logiciel facile à utiliser
- Format compact
- Fonctionnalités d'exploration de données, collecte, filtrage (selon âge, sexe, main dominante et type d'évaluation, etc.)
- Extensible et abordable. Commandez uniquement le ou les packages dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Ajoutez des packages ultérieurement si vos besoins changent.

### EVJ Range of Motion package

- Permet une capture rapide, précise et reproductible d'une multitude de mouvements
- Double inclinomètre
- Mobilité de la colonne lombaire et cervicale
- Evaluation de la mobilité de chaque segment articulaire du membre inférieur et supérieur

## Spécifications

<b>Marque</b>	BTE
<b>sku</b>	1573837
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce