

## 1573908 - Matelas Baria form avec housse d'incontinence - 300 kg - 140 x 200 x 20 cm - 1 pc



### Déscription

Le matelas Baria offre un soutien pour prévenir les escarres. Composé de couches de mousse de polyuréthane viscoélastique avec un tissu en maille 3D pour réduire la transpiration et augmenter la circulation de l'air, avec une base antidérapante. Le matelas est également résistant au feu et ignifuge, le matelas à une capacité maximum.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Tissu mesh 3D: 100% polyester, antidérapant: 80% PVC, 20% polyuréthane
<b>Normes</b>	EN 597-1 & EN 597-2
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce