

**1543938 - Housse pour coussin support bras - H 15 cm x L 20 cm x  
L 35 cm - 1 pc**



## Déscription

Housse amovible en coton et lavable en machine.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCM16083
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Coton
<b>sku</b>	1543938
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	60°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	Coton
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce