

## 1532759 - Safe-seal duet sachets de stérilisation papier-plastique - 70 x 229 mm - 6 x 200 pcs



### Déscription

Sachets de stérilisation SafeSeal Duet faciles à utiliser, avec indicateurs multiparamètres internes et externes intégrés, avec fermeture autocollante solide et sûre. Indicateurs de performance (en couleur) intégrés (internes et externes). Gain de temps et d'argent grâce à une fermeture rapide et sûre sans utilisation d'un dispositif de fermeture. Fermeture solide et sûre avec un joint à chevrons extra-large empêchant les instruments de se percer. Bord préperforé et renforcement pour le pouce facilitant une fermeture précise et hermétique (joint étanche à l'air). 3 indicateurs de processus: temps, température et présence de vapeur. Double indicateurs de processus de matériaux sans plomb, sans plomb, non stérilisés et non stérilisés. Le bord pré-poinçonné et l'indentation du pouce facilitent une fermeture hermétique et précise (fermeture hermétique). 3 paramètres de stérilité: temps, température et présence de vapeur. Double processus d'indicateurs d'encre à base d'eau sans plomb, non toxique et respectueuse de l'environnement. Couche claire, teintée en bleu clair, facilitant la visualisation des instruments et la reconnaissance des trous ou des fissures. La séparation du papier et de la couche protectrice garantit des instruments stériles à l'ouverture. Papier médical de haute qualité. Convient aux méthodes de stérilisation: oxyde d'éthylène (ETO), stérilisation gamma et stérilisation à la vapeur,

## Spécifications

<b>Marque</b>	Medicom
<b>sku</b>	1532759
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène Vapeur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	70 x 229 mm
<b>Type d'emballage</b>	Carton