

1573580 - Sylasoft compresses non-tissées - 40g/m² - 7,5 x 7,5 cm - non-stériles - 50 x 100 pcs



Déscription

Les compresses non-tissées non stériles Sylasoft en polyester et viscose ont une structure douce et ne s'effilochent pas. Convient pour couvrir et soigner les plaies.

Spécifications

Dimensions du produit	L 7.5 cm, L 7.5 cm
Stérile	Non
Couches	4 couches
Poids	40 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Carton