

1543909 - Coussin de positionnement standard - L - 200 cm - 1 pc



Déscription

Ce grand coussin de positionnement standard offre un soutien à l'aidant dans un fauteuil roulant.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 200 cm
SKU leverancier	RCB62400
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543909
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce