

1532692 - Oxymètre pour enfants - 1 pc



Déscription

Oxymètre de pouls pédiatrique pour les enfants à partir de 2 ans.

Avec un écran OLED en 6 modi d'affichage et un indicateur de batterie faible.

Mesures: SpO₂: 70 à 100%: de 70 à 99% précision à +/- 3% et de 80 à 100% précision à +/- 2%.
Pouls: 30 à 235 bpm précision à +/- 1 bpm. Poids: 50 g.

Livré avec dragonne et piles 2 x AAA.

Spécifications

Marque	Comed
Poids du produit	0.05 kg
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Taxe Bepat	0.06 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Non
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1532692
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	5 mm