

1543528 - MG 150 appareil massage du cou - 1 pc



Déscription

Les tensions musculaires dans la région du cou sont soulagées par le masseur pour le cou. Le massage par tapotement pénétrant et puissant assure la relaxation. Il détend les muscles des épaules et du cou, avec 2 têtes de massage tapotantes et 6 programmes de massage et 3 niveaux d'intensité. Avec des poignées pratiques pour le contrôle manuel de l'intensité du massage. L'appareil s'éteint automatiquement et une application mains libres est possible.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 8 cm, H 86 cm, L 59 cm
SKU leverancier	64305
Puissance	60 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	6
Nombre de fonctions	1
Nombre de têtes de massage	0
sku	1543528
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce