

## 1610203 - 3M™ Littmann® Classic III stéthoscope - standard - bleu ciel - standard - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic III** est le dernier modèle des stéthoscopes 3M™ Littmann® qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien plus encore, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le préambule de la nouvelle génération Littmann®. Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>sku</b>	1610203
<b>Digital</b>	Non
<b>Couleur</b>	Bleu Ciel
<b>Couleur de la poignée</b>	Standard
<b>Finition du pavillon</b>	Standard
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Classic III