

1610203 - 3M™ Littmann® Classic III stéthoscope - standard - bleu ciel - standard - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic III** est le dernier modèle des stéthoscopes 3M™ Littmann® qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien plus encore, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le préambule de la nouvelle génération Littmann®. Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux.

Spécifications

Marque	3M™
Digital	Non
Couleur	Bleu Ciel
Couleur de la poignée	Standard
Finition du pavillon	Standard
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Classic III