

1517203 - Pediatric Vinyl Oxygen Masque (Short Style) + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont sans latex et fabriqués en résine vinylique souple de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques à oxygène AirLife® sont conçus pour une compatibilité anatomique. 50 masques par boîte.

Spécifications

Marque	Airlife
Stérile	Oui
Composition	Vinyle
sku	1517203
Couleur	Transparent
Odeur	Non parfumée
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte