

1601010 - Aiguilles stylo - 31G x 8 mm - Quinta ETW - bleu - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles stylo Betica sont adaptées à l'injection d'insuline. Il est important que l'insuline s'écoule le plus doucement possible lors de l'injection. Cela contribue également à un plus grand confort lors de l'injection et à un temps d'injection plus court.

Les aiguilles du stylo Betica sont affûtées sous cinq angles différents. Une aiguille pointue assure une bonne pénétration de la peau.

Les aiguilles de stylo Betica sont fournies avec une double couche spéciale de silicone. Cela garantit que l'aiguille entre et sort en douceur.

Spécifications

Marque	betica
Composition	Double couche de silicone
Stérile	Oui
sku	1601010
Mécanisme de sécurité	Non
Couleur	Bleu
Dimensions	31G x 8 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte