

## 1601010 - Aiguilles stylo - 31G x 8 mm - Quinta ETW - bleu - 100 pcs



### Déscription

Les aiguilles stylo Betica sont adaptées à l'injection d'insuline. Il est important que l'insuline s'écoule le plus doucement possible lors de l'injection. Cela contribue également à un plus grand confort lors de l'injection et à un temps d'injection plus court.

Les aiguilles du stylo Betica sont affûtées sous cinq angles différents. Une aiguille pointue assure une bonne pénétration de la peau.

Les aiguilles de stylo Betica sont fournies avec une double couche spéciale de silicone. Cela garantit que l'aiguille entre et sort en douceur.

## Spécifications

<b>Marque</b>	betica
<b>Composition</b>	Double couche de silicone
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Dimensions</b>	31G x 8 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte