

## 1576491 - Gobelet Handycup - avec 2 couvercles - bleu transparent - 237 ml - 1 pc



### Déscription

Gobelet de très haute qualité pour personnes souffrant de perte de force et de coordination, développé par des ergothérapeutes danois.

De Handycup® est un gobelet original et pratique pour enfants et adultes qui facilite la prise de boisson.

Le design oblique pour une déglutition plus rapide, pas besoin d'incliner la tête vers l'arrière, avec 2 grandes anses pour une préhension facile du Handycup® et un large pied pour une meilleure stabilité du Handycup®.

Le gobelet est résistant aux micro ondes (en principe, les bords verseur conviennent également au micro-ondes, mais cela n'est pas recommandé pour préserver la durabilité) et est résistant au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Other
<b>Composition</b>	Polycarbonate
<b>Anse</b>	Oui
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Contenu</b>	237 ml
<b>Couleur</b>	Bleu transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce