

## 1543408 - Tensiomètre digital BC58 - écran tactile - poignet - mesures de poignet 14-19,5 cm - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Code CNK</b>	CNK 3056-264
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques