

1543408 - Tensiomètre digital BC58 - écran tactile - poignet - mesures de poignet 14-19,5 cm - 1 pc



Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Code CNK | CNK 3056-264 |
| Taxe Bebat | 0.06 EUR |
| sku | 1543408 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |