

## 1015173 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 75 mm - 50 x 3 pcs



### Déscription

La sonde de Tiemann est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Colle: polyacrylate
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille Steri-Strip</b>	6 mm x 75 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte