

1107249 - Table d'examen Quest - 2-parties - hauteur variable électrique - sur pattes - sans revêtement - 1 pc



Déscription

La table d'examen électrique Quest 2-parties est la norme pour les divans réglables en hauteur qui offre une flexibilité pour la combinaison avec la commande au pied et à la main. A une base en H très stable avec des bras de levage robustes, anti-Trendelenburg et sans rembourrage. A la table d'examen Quest sur pieds a un dossier avec ressort à gaz. Fabriqué à partir d'une structure en métal avec une finition époxy.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 73 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce