

## 1022946 - CauteryTip avec poignée et stylo à pointe - stérile - 28 mm pointe épaisse - 800°C - 1 pc



### Déscription

Les stylos de cautérisation stériles FIAB sont utilisés dans l'hémostase et permettent une cautérisation rapide et précise des petits vaisseaux sanguins. Ils sont faciles à manipuler et ont une batterie interne longue durée. Plusieurs modèles sont disponibles, se différenciant par les températures de fonctionnement (1200°C, 800°C et 600°C), la forme, l'épaisseur et la longueur de l'embout de cautérisation. La gamme disponible permet de choisir un stylo de cautérisation parfaitement adapté aux exigences cliniques de l'intervention.

### Spécifications

Réglementation Européenne

MDD - 93/42/EEC - Classe IIa

Type d'emballage

Pièce