

## 1208569 - Pince pour saisir l'utérus - Pozzi - 25 cm - 1 pc



### Déscription

Les forceps à tenaculum de Pozzi sont couramment utilisés en chirurgie pour saisir le sang vaisseaux ou pour stabiliser le col et l'utérus.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Forme des instruments</b>	Droit
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Taille</b>	25 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce