

## 1544912 - Chariot combiné pour linge propre-sale, "Wasty" sans pédale - 1 pc



### Déscription

Iseo Trio CBPW est un chariot en acier inoxydable. Très pratique et facile à désinfecter. En combinaison avec les porte-sacs sans pédale Wasty, les sacs de linge sale sont séparés du linge propre par une paroi en acier inoxydable avec une découpe au laser très élégante.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 58 cm, H 110 cm
<b>Profondeur du produit</b>	167 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce