

1543407 - Tensiomètre digital BC44 - XL display - poignet - mesures de poignet 14-19,5 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique avec affichage XL pour le poignet est particulièrement facile à utiliser. Grâce à son écran bleu clair et facile à lire et à la mesure entièrement automatique de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, c'est le compagnon idéal pour les contrôles réguliers. Avec un bouton marche/arrêt éclairé et un indicateur de risque. Ce tensiomètre s'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de batterie vide.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bebat	0.06 EUR
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques