

## 1600775 - Prestrol sonde d'aspiration avec finger tip control - CH08 - 48 cm - bleu - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Pennine sonde d'aspiration assistée par le vide pour les procédures d'aspiration orale, trachéale et endobronchique. A utiliser par raccordement à la source d'aspiration avec le tuyau d'aspiration Pennine, type FF. Les produits sont emballés individuellement de façon stérile.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 08
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte