

1600775 - Prestrol sonde d'aspiration avec finger tip control - CH08 - 48 cm - bleu - stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Pennine sonde d'aspiration assistée par le vide pour les procédures d'aspiration orale, trachéale et endobronchique. A utiliser par raccordement à la source d'aspiration avec le tuyau d'aspiration Pennine, type FF. Les produits sont emballés individuellement de façon stérile.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Pennine |
| Stérile | Oui |
| sku | 1600775 |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre sonde | Ch 08 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Type d'emballage | Boîte |