

## 1005829 - Pot pour New Askir 30 - New Aspiret 1L - 1 pc



### Déscription

Bocal stérilisable avec couvercle pour tous les extracteurs Ca-Mi des séries Askir, Aspiret et les systèmes d'aspiration centralisée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Composition</b>	Polycarbonate
<b>sku</b>	1005829
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce