

## 1532572 - Bassin de lit - oval - acier inoxydable - 1 pc



### Déscription

Bassin ovale en acier inoxydable.

Dimensions:

Hauteur côté bas : 4 cm

Hauteur côté haut : 8,5cm

Longueur avec poignée : 54 cm

Longueur jusqu'à la poignée : 42 cm

### Spécifications

<b>Couverture</b>	Non
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce